

DEOTEX PLUS AEROSOL SANY

Descrição:

Tratamento desodorizante desinfetante para sistemas de ar condicionado. Higieniza e desodoriza o interior de carros, camiões, autocarros, caravanas. É antibacteriano e anti-ácaro.

Instruções de Uso:

1. Ligue o veículo;
2. Ligue o sistema de ar condicionado (função de reciclagem de ar ON).
3. Ajuste a ventilação ao máximo e abra todas as aberturas de ventilação.
4. Coloque a lata de Deotex Plus no chão do lado do passageiro, tomando cuidado para não direcionar o jato para o painel.
5. Pressione a tecla de distribuição até que a válvula esteja travada.
6. Saia do carro com cuidado, tomando cuidado para que as janelas estejam completamente fechadas.
7. Espere até que a lata esteja completamente vazia e deixe o motor funcionando por mais 10 minutos.
8. Ventile o interior do habitáculo por 5 minutos.

Cuidado:

O produto semi-acabado (excluindo propelente) no aerossol contém pelo menos 75% de álcool *

- O produto contém uma molécula anti-odor (zinco ricinoléico) que retém as substâncias que provocam os maus cheiros nas superfícies e facilita a sua remoção mecânica ou física.
- O produto contém um surfactante e conservante (cloreto de benzalcônio) que modifica a tensão superficial próximo à área suja, favorecendo sua solubilização e remoção das superfícies.
- Se presente, a informação de “protege contra germes ou bactérias” ou “remoção de germes e bactérias” refere-se à ação física ou mecânica determinada pela ventilação de ar quando o produto está realizando sua ação ou pelo operador em fases subsequentes durante a limpeza.
- O produto está testado de acordo com as normas EN 1276, EN 1650, EN 13697, EN14476, EN 16777 *

Avisos:

Para manusear o produto, siga os conselhos de precaução na ficha de dados de segurança.

* O produto não está registado como um desinfetante PMC, mas as suas propriedades foram testadas de acordo com as normas EN.

Características Técnicas:

Aspetto e Cor: Aerosol

Odor: Característico

pH: 9,86

Densidade Relativa: 0,80 g/cm³

Ponto de Inflamação: < 23°C

Solubilidade em água: solúvel

Armazenamento:

Fechado e armazenado em temperatura ambiente longe da luz solar direta.

Embalagem:

Embalagem	CAIXA	CÓDIGO ART.
250 ml	24 pcs	74436

FRA-BER s.r.l.
Head of the Laboratory

Documento original assinado disponível na sede da empresa. Os dados contidos são o resultado de pesquisas tecnológicas de nosso laboratório e são fornecidos apenas para fins informativos. Excluimos qualquer responsabilidade decorrente da escolha incorreta do produto e da falta dos cuidados necessários, que devem ser sempre verificados pelo utilizador.

FRA-BER s.r.l.

Via M. Merisi 40-46
24051, Antegnate (BG) Italy

T +39 0363 905287
F +39 0363 905290

info@fra-ber.it
C.F. / P.IVA 03351820166



www.fra-ber.it